

Guía para personal sanitario: Preparación de mascarillas compatibles N95 o equivalentes para descontaminación en sistemas de esterilización STERRAD®.

Advanced Sterilization Products (ASP) continúa monitorizando el brote de enfermedad respiratoria causado por el nuevo coronavirus (COVID-19) que ha sido clasificado como una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. La rápida propagación de COVID-19, ha causado una falta mundial de suministro de equipos de protección personal, específicamente mascarillas filtrantes faciales de un solo uso tipo N95 y similares. Con objeto de minimizar el riesgo de un mal uso de los sistemas STERRAD® y maximizar la seguridad pública, ASP ha emitido unas instrucciones de emergencia para una descontaminación segura de mascarillas filtrantes faciales de un solo uso tipo N95 y similares en los sistemas de esterilización ASP STERRAD® durante la emergencia de salud pública por COVID-19. Los ciclos de los esterilizadores STERRAD® que se pueden utilizar para la descontaminación de las mascarillas compatibles N95 son: STERRAD® 100S ciclo corto, STERRAD® NX, ciclo estándar y STERRAD® 100NX ciclo exprés. El personal sanitario deberá seguir estas instrucciones, así como los procedimientos de su institución sanitaria para la preparación de las mascarillas compatibles N95 para la descontaminación en esterilizadores STERRAD®.

Esta guía no tiene por objeto reemplazar las Instrucciones de Uso facilitadas por los fabricantes de mascarillas, pero puede ser utilizada para ayudar a definir un procedimiento estandarizado de trabajo en el contexto de la emergencia por COVID-19.

ASP es consciente que las mascarillas de un solo uso N95 pueden no ser usadas en todos los países y está colaborando activamente con las autoridades sanitarias para asegurar que el reprocesamiento de mascarillas filtrantes faciales similares, como las mascarillas FFP2, se hace también de una forma segura durante esta emergencia pública.

Debido a su incompatibilidad, los sistemas de esterilización STERRAD® no están autorizados para su uso con mascarillas que contengan celulosa o derivados de papel.

Si la mascarilla N95 está sucia o deteriorada, debe ser desechada y no ser devuelta al uso después de la descontaminación.

Trazabilidad:

1. Etiquete su propia mascarilla compatible N95 usando un marcador permanente, no etiquete mascarillas pertenecientes a otros o consulte previamente al respecto.
2. El etiquetado debe ser legible en la cara externa e interna de cada mascarilla compatible N95, etiquete la mascarilla con su nombre y número de ciclo de reprocesamiento de acuerdo con las políticas de su institución sanitaria.
3. Siga las políticas de su institución sanitaria para la recogida de las mascarillas para su descontaminación. ASP recomienda a las instituciones sanitarias crear unos puntos de recogida en las zonas de uso de mascarillas (ejemplo: plantas y unidades de hospitalización), cada punto de recogida debe tener una bolsa de recogida proporcionada por la institución sanitaria para recoger las mascarillas compatibles N95 para su descontaminación.

NOTA: solo las mascarillas compatibles N95 deben ser depositadas en los puntos de recogida. No depositar otro tipo de equipamiento de protección personal (como guantes), toallitas de papel, o residuos en la bolsa de recogida.